

Hengityssuojaimien/kasvomaskien käyttöohje:

1. Taita maski sisäänpäin niin että nenäpalkin toinen puoli on ylöspäin ja toinen puoli korvalenkeistä sisäänpäin. Paina nenäpalkin taitekohtaa.
2. Aseta korvalenkit molempien korvien ympärille.
3. Kun olet kiinnittänyt nenäpalkin nenäsiltaasi, vedä naamion alareuna kohti leukaa.
4. Paina nenäpalkkia varovasti, jotta se muotoutuu nenääsi vasten ja tarkista että maski on tiivis molemmilta puolilta.

